


# JAK VYBRAT SPRÁVNOU VÝŠKU BETONŮ M4G VENTURE

## 1) Měření výšky kolenního lůžka betonu M4G VENTURE

- 1) Postavte se bosou nohou na zem
- 2) Mírně ohněte koleno
- 3) Změřte vzdálenost od podlahy přes kotník až do středu kolene
- 4) Porovnejte výsledek měření s údaji uvedenými v tabulce.



## Tabulka výšky kolenního lůžka betonů M4G VENTURE

Velikost kolenního lůžka	rozměr "podlaha-střed kolena"	výška brankáře
32"	49,5cm – 52,5cm	170cm – 178cm
33"	52,5cm – 55cm	178cm – 183cm
34"	55cm – 57,5cm	183cm – 188cm
35"	57,5cm – 60cm	188cm – 193cm
36"	60cm – 62,2cm	193cm – 198cm

### Důležité upozornění:

Pomocí tohoto měření zjistíte přesnou velikost výšky kolenního lůžka betonu, nikoli vhodný rozměr betonů, ten se může i při stejné výšce brankáře lišit. Velikost betonů se může lišit i mezi výrobci, (například výška kolenního lůžka 35" může být u jiných výrobců 34" nebo 36").

## 2) MĚŘENÍ ROZMĚRU NAD KOLENEM

- 1) Podle obrázku vyberte z uvedených možností (8"-11") celkovou výšku betonů, která Vám vyhovuje.
- 2) Podle předchozího měření výšky kolenního lůžka zjistíte jaká by měla být celková délka betonů.

*Například: Výška kolenního lůžka 56cm = 34", nejčastěji užívaná výška betonů v poměru k osobě na obrázku je 10", konečná celková výška betonů 34+2".*

### Tabulka velikosti části betonu nad kolenem

	32"	33"	34"	35"	36"	37"	38"
8"	+0,5"	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
8.5"	+1"	0,5"	+0,5"	0	N/A	N/A	N/A
9"	+1,5"	+1"	+1"	+0,5"	0	N/A	N/A
9.5"	+2"	+1,5"	+1,5"	+1"	+0,5"	0	N/A
10"	+2,5"	+2"	+2"	+1,5"	+1"	+0,5"	0
10.5"	+3"	+2,5"	+2,5"	+2"	+1,5"	+1"	+0,5"
11"	+3,5"	+3"	+3"	+2,5"	+2"	+1,5"	+1"

